

Laboratoires  
Prodene Klint

## **Nosocomia Spray**

Spēcīgs dezinfekcijas līdzeklis sienu, virsmu, grīdu un 1.klases medicīnas ierīču tīrīšanai.

### **Sastāvs**

Poliaminopropila biguanīds CAS Nr. 91403-50-8 (0,36%), isopropilspirts CAS Nr. 67-63-0 (30%), aromatizators.

### **Īpašības**

Mikrobioloģiskās īpašības:

Baktericīda iedarbība: EN 1040; iedarbīgs uz *Mycobacterium tuberculosis*, *Listeria monocytogenes*; 13697 tīrība; EN 1276 tīrība; NFT 72-281, EN 13727 tīrība uz MRA, EN 14561 tīrība.

Pretsēnīšu iedarbība: EN 1275, EN 13624 tīrība; EN 14562 tīrība.

Pretvīrusu iedarbība: iedarbīgs pret HIV, Herpes vīrusu, Rotavīrusu, PRV (pseido trakumsērgas vīruss, modeļa vīruss hepatītam B). Iedarbīgs pret H1N1 un MNV (modeļa vīruss cilvēka norovīrusam), atbilstoši standarta EN 14476+A1 standartam.

### **Pamācība**

Lietošanas instrukcija:

Produkts ir gatavs lietošanai rokas vai elektriskajos smidzinātājos.

Uzsmidzināt produktu uz dezinficējamās virsmas.

Atstāt iedarboties.

Nenoslaucīt.